



Unitrend GmbH
Klinische QS - Installationshandbuch Demoversion

1 Vorwort

Wenn Sie Fragen haben oder wir Ihnen bei dem Update behilflich sein sollen, kontaktieren Sie uns. Über die Computerfernwartung findet sich ein Weg.

Achtung: Bitte führen Sie die folgenden Aktionen mit Administratorrechten aus.

2 Windows-Aktualisierung



Bevor Sie Klinische QS installieren, sollten Sie die Windows System-Komponenten auf dem Computer aktualisieren. Prüfen Sie zuerst die Aktualität Ihres Computers: es müssen Windows XP mit SP3, Windows Vista mit SP2 oder Windows 7 mit SP1 installiert sein. Um dies zu überprüfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz (XP) oder Computer (Vista, Windows 7) und dann auf Eigenschaften. Installieren Sie das aktuelle Service Pack und die aktuellen Windows Updates.

3 Klinische QS

3.1 Lizenz

Zur Installation der Demoversion von Klinische QS benötigen Sie eine Lizenzdatei. Diese erhalten Sie kostenfrei auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns dazu per Mail (dv@unitrend.de) oder per Telefon (0361/65319850).

3.2 Installation

Die Demoversion ist ein Einzelplatzsystem ohne Anbindung an einen Datenbank-Server. Laden Sie sich dazu von www.unitrend.de das MSI-Paket kqs.msi herunter und führen dies nach der Aktualisierung des Systems (siehe Abschnitt 2) aus. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn das Fenster Willkommen angezeigt wird, klicken Sie einmal auf Weiter.
- Wählen Sie im Textfeld Ordner den Installationsordner des Programms aus (ggf. auch über die Schaltfläche Durchsuchen...) und klicken dann auf Weiter.
- Klicken Sie im Fenster Installation bestätigen nochmals auf Weiter und warten dann, bis das Fenster Installation beendet angezeigt wird.
- Klicken Sie nun auf Schließen.



Klinische QS wird nun installiert. Danach können Sie Klinische QS über das Symbol KlinischeQS auf dem Desktop starten oder über den Eintrag im Startmenü (Alle Programme -> Unitrend -> KlinischeQS -> KlinischeQS).

Achtung: Das Setup-Paket enthält eine Access-Datenbank, die im Installationsordner des Programms (wenn Sie es nicht ändern C:\Programme\Unitrend\Klinische QS) abgelegt wird. Deshalb müssen Sie den Benutzern das Ändern-Recht auf den Installationsordner gewähren, die die Demoversion nutzen. Wollen Sie die Datenbank lieber an einem anderen Ort platzieren, kopieren Sie Klinische QS.mdb aus dem Installationsordner an einen anderen Platz und passen danach die ODBC-Datenquelle kqsdemo an. Alternativ kontaktieren Sie uns bitte – wir helfen Ihnen dabei.

3.3 Anmeldung

Nach der Installation starten Sie die Anwendung durch Doppelklick auf das KlinischeQS-Symbol. Im Anmeldefenster geben Sie als Name Administrator und als Kennwort ebenfalls Administrator ein. **Achtung:** Bei beiden Angaben müssen Sie Rücksicht auf die Groß- und Kleinschreibung nehmen!



Klinische QS - Anmeldung

unitrend
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen

Version: 15.10.01 (07.11.2011) - 15.0 SR0

Name:

Kennwort:

3.4 Fälle anlegen

Um einen Demo-Fall zu erzeugen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Wählen Sie den Menüpunkt Datei -> Fälle importieren, um eine \$21-Datei zu importieren. Lesen Sie dazu das Benutzerhandbuch.
- Klicken Sie auf das weiße Symbol QS-Fall erzeugen ganz links in der Symbolleiste und füllen die Felder aus. Lesen Sie dazu ebenfalls das Benutzerhandbuch.

Das Benutzerhandbuch können Sie über den Menüpunkt Hilfe -> Benutzerdokumentation aufrufen oder von unserer Internetseite www.unitrend.de herunterladen.

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen unserem Benutzerhandbuch.