

unitrend GmbH
Soll- und Risikostatistik - Installationshandbuch

1 Vorwort

Wenn Sie Fragen haben oder wir Ihnen bei der Installation behilflich sein sollen, kontaktieren Sie uns. Über die Computerfernwartung findet sich ein Weg.

Achtung: Bitte führen Sie die folgenden Aktionen mit Administratorrechten aus.

2 Windows-Aktualisierung



Bevor Sie Soll- und Risikostatistik installieren, sollten Sie die Windows System-Komponenten auf dem Computer aktualisieren. Prüfen Sie zuerst die Aktualität Ihres Computers: es müssen Windows 7, 8 oder 10, jeweils mit aktuellem Service Pack installiert sein. Um dies zu überprüfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Computer und dann auf Eigenschaften. Installieren Sie das aktuelle Service Pack und die aktuellen Windows Updates.

3 Soll- und Risikostatistik

3.1 Lizenz

Die Lizenzdatei kqs.xml für die Demoversion der Soll- und Risikostatistik ist im Setup enthalten. Die Lizenz schaltet den vollen Umfang des Programms frei, bis auf zwei Einschränkungen:

- Beim Import werden auf Zufallsbasis nur ca. 50% aller Fälle importiert.
- Als Institutskennzeichen können Sie nur 123456789 verwenden.

Achtung: Verwenden Sie die Ergebnisse der Demo-Version als auf keinen Fall für Ihre Soll- und Risikostatistik-Abgabe.

Achtung: Wenn Sie bereits Kunde bei uns sind, können Sie sich Ihre aktuelle Lizenzdatei für die Vollversion aus unserem Kundenbereich herunterladen. Ersetzen Sie die kqs.xml für die Vollversion einfach nach dem Setup im Installationsordner. Jedes Jahr gibt es eine neue Lizenzdatei.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns dazu per Mail (qs@unitrend.de) oder per Telefon (0361/65319850).

3.2 Installation

Die Demoversion ist ein Einzelplatzsystem ohne Anbindung an einen Datenbank-Server. Laden Sie sich dazu von www.unitrend.de das MSI-Paket sst2018-mdb.msi herunter und führen dies nach der Aktualisierung des Systems (siehe Abschnitt 2) aus. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn das Fenster Willkommen angezeigt wird, klicken Sie einmal auf Weiter.
- Wählen Sie im Textfeld Ordner den Installationsordner des Programms aus (ggf. auch über die Schaltfläche Durchsuchen...) und klicken dann auf Weiter.
- Klicken Sie im Fenster Installation bestätigen nochmals auf Weiter und warten dann, bis das Fenster Installation beendet angezeigt wird.
- Klicken Sie nun auf Schließen.




Soll- und Risikostatistik wird nun installiert. Danach können Sie das Programm über das Symbol Soll- und Risikostatistik 2018 auf dem Desktop starten oder über den Eintrag im Startmenü (Alle Programme -> Unitrend -> Soll- und Risikostatistik 2018 -> Soll- und Risikostatistik 2018).

Achtung: Auf die enthaltene Datenbank (MDB) muss der Benutzer Schreibrechte haben.

3.3 Anmeldung

Nach der Installation starten Sie die Anwendung durch Doppelklick auf das Soll- und Risikostatistik-Symbol. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Benutzerhandbuch, um mehr über das Programm zu erfahren. Das Kennwort für die Anmeldung ist nach der Installation `sst4@11`.



Anmeldung

Bitte geben Sie das Zugangskennwort ein:

Kennwort:

OK Abbrechen



Soll- und Risikostatistik 2018 SR0 (16.08.2018), Spez. 2018 V04

unitrend
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen



§21-Datensatz importieren

Dokumentationspflichten ermitteln

Elektronische Sollstatistiken zum Versand an die Datenannahmestelle (DAS)

Sollstatistiken mit Konformitätserklärung zur Vorlage bei der DAS (HTML)

Sollstatistiken zur Vorlage bei den Budgetverhandlungen (HTML)

Risikostatistik zum Versand an die DAS

Dokumentationspflichtige Fälle (CSV)

Ergebnisse löschen Einstellungen

Fortschritt/Status

Fortschritt:

Status:

Benutzerhandbuch Programm beenden

3.4 Verschlüsselung

Damit das Programm die elektronische Sollstatistik korrekt verschlüsselt, muss in den QS-Einstellungen der GPG-Pfad eingetragen werden. Dieser muss auf die gpg.exe bzw. gpg2.exe einer GPG4Win-Installation verweisen. Den öffentlichen Schlüssel Ihrer Landesgeschäftsstelle müssen Sie zuvor importiert haben.

The screenshot shows a dialog box titled "QS-Einstellungen" with a close button (X) in the top right corner. It has three tabs: "Dokumentationspflichten", "Pfade", and "Krankenhaus". The "Pfade" tab is selected. The dialog contains several input fields, each with a folder selection icon to its right:

- §21-Datensatz - Falldaten: Q:\P21\2018 Test\FALL.csv
- ICD-Daten: Q:\P21\2018 Test\ICD.csv
- OPS-Daten: Q:\P21\2018 Test\OPS.csv
- Entgelt-Daten: Q:\P21\2018 Test\ENTGELTE.csv
- Fachabteilungs-Daten: Q:\P21\2018 Test\FAB.csv
- GPG-Pfad: C:\Program Files (x86)\GnuPG\bin\gpg.exe

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Wenn auf Ihrem Rechner kein GPG4Win installiert ist, laden Sie sich das Programm bitte von www.gpg4win.de herunter, installieren dieses und importieren den öffentlichen Schlüssel der für Sie zuständigen Landesgeschäftsstelle.